



DRENAJE PLANO CÓD. 127



Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, producto de desechos post quirúrgicos (cirugías abdominales, pélvicas y retroperitoneales, cardiovasculares, torácicas y estéticas).


- // Mayor capacidad de absorción.
- // Radiopacidad en la totalidad de la sección plana.
- // Larga permanencia.
- // Mayor comodidad para el paciente.
- // Fácil manipulación.
- // Menor riesgo de obstrucción del flujo por acodamiento y/o aplastamiento.



100% silicona.



Sección plana "multiperforada".



Interior ribeteado. Mejora el drenado del fluido en cualquier punto a lo largo del segmento plano.

Código	Observación
127-07	Drenaje plano de 7,00 mm
127-10	Drenaje plano de 10,00 mm
127-13	Drenaje plano de 13,00 mm