




# CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA CÓD. 230



Producto diseñado para la administración de oxígeno en pacientes neonatales, pediátricos y adultos con dificultad respiratoria leve.

- // No produce dermatitis.
- // No produce lesiones por presión.



**Cánula 100% silicona**



Los tubos que van dentro de las fosas nasales son regulables y con extremos redondeados.  
**No lesiona la mucosa nasal.**



Prolongador de 150 cm con interior en forma de trébol para impedir su acodamiento y asegurar un flujo continuo.

Código	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
230-06	2,30	1,40
230-09	3,30	2,00
230-12	4,00	2,50