




# SONDA PARA GASTROSTOMÍA CON BALÓN CÓD. 330-331




Producto diseñado para la administración directa de alimentos a la cavidad gástrica en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto; pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

- Anillo de fijación que evita el desplazamiento de la sonda.
- Balón (globo) ubicado a 1.5 mm del extremo distal que permanece adherido a la tubuladura mientras no esté inflado.
- El balón está sellado en el extremo distal y en el proximal tiene una válvula de cierre automático que permite su inflado.
- Conexiones tipo Toomey, luer slip y luer lock.



Gran variedad disponible de calibres.



Marcación por centímetro.

Pediátrico			
Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Vol. inflado(ml)
331-14	14,0	4,70	5
331-16	16,0	5,30	20
2 vías - 3 accesos			

Adulto			
Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Vol. inflado(ml)
330-18	18,0	6,00	20
330-20	20,0	6,70	20
330-22	22,0	7,30	20
330-24	24,0	8,00	20
2 vías - 3 accesos			