



# PEG SET PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA ENDOSCÓPICA

CÓD. 355



Producto diseñado para la administración directa de alimentos a la cavidad gástrica en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto; pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

- Cabeza radiopaca.
- Posee lazo flexible multifilamento que facilita su colocación.
- Fácil manipulación y colocación.
- Colocación menos traumática.
- **Pinza:**
  - Regla graduada para mayor control en la inserción de guía.
  - Guía de Nitinol.
  - Mayor apertura de lazo.


Sonda  
**100%**  
Silicona



Marcación por centímetro.



Pinza ergonómica



**Kit:**

- (A) 1 sonda gástrica.
- (B) 1 aguja introductora.
- (C) 1 capuchón simple y doble con tapa.
- (D) 1 anillo de fijación con clip.
- (E) 1 bisturí.
- (F) 1 pinza ergonómica para sujeción.
- (G) 1 campo quirúrgico estéril.
- (H) 1 guía flexible para colocación.

Código	Calibre (FR)	ØExterior (mm)	Longitud (cm)
355-14-00	14,0	4,70	70
355-16-00	16,0	5,30	90
355-18-00	18,0	6,00	90
355-20-00	20,0	6,70	90
355-22-00	22,0	7,30	90
355-24-00	24,0	8,00	90