



SONDA NELATON CÓD. 420



Producto diseñado para vaciado vesical y obtención de muestra estéril de orina con fines de diagnóstico, en pacientes que requieren control estricto de diuresis.



- Menor riesgo de obstrucción del flujo por acodamiento.
- Capuchón cónico
- No produce dolor ni lesiones por rozamiento.
- 40 cm de longitud.



100% silicona transparente con línea radiopaca.



Capuchón adaptable a bolsas colectoras.



Extremo cerrado y perforación lateral

| Código | Calibre (FR) | Ø Exterior (mm) | Ø Interior (mm) |
|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| 420-06 | 6,0 | 2,00 | 1,00 |
| 420-08 | 8,0 | 2,70 | 1,50 |
| 420-10 | 10,0 | 3,30 | 2,00 |
| 420-12 | 12,0 | 4,00 | 2,50 |
| 420-14 | 14,0 | 4,70 | 3,00 |
| 420-16 | 16,0 | 5,30 | 3,50 |
| 420-18 | 18,0 | 6,00 | 4,00 |
| 420-20 | 20,0 | 6,70 | 4,50 |
| 420-22 | 22,0 | 7,30 | 5,00 |