




# PICC

## CATÉTER PARA CANALIZACIÓN ENDOVENOSA CÓD. 581




Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.

- // Marcaciones centimetradas y punta pintada para verificar una correcta colocación y la extracción total del catéter.
- // Dimensiones y lúmenes adecuados para recién nacidos de muy bajo peso y prematuros extremos.
- // Permite la administración de soluciones hiperosmolares.
- // El doble lumen facilita la administración de soluciones incompatibles.




Información de calibre y longitud.

Unión segura, con superficie de apoyo óptima para fijación.



El set incluye: cinta métrica descartable, pinza metálica, lazo hemostático de silicona, conector needle free e introductor pelable.



Introductor pelable y aguja con ojo lateral. Vaina transparente para verificación de retorno venoso sanguíneo.

### Catéter 100% poliuretano de grado medico, radiopaco y ecogénico.

Simple lumen			
Código	Calibre (Fr)	Ø Exterior x Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
581-01-15-S	1.0*	0,40x0,20	15
581-01-20-S	1.0*	0,40x0,20	20
581-02-15-S	2.0	0,62x0,30	15
581-02-30-S	2.0	0,62x0,30	30
581-03-30-S	3.0	1,00x0,50	30
581-03-60-S	3.0	1,00x0,50	60
581-04-30-S	4.0	1,35x0,80	30
581-04-60-S	4.0	1,35x0,80	60
581-05-60-S	5.0	1,65x1,05	60

Doble lumen			
Código	Calibre (Fr)	Ø Exterior x Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
581-02-20-D	2.0	0,64 x (0,20x2)	20
581-02-30-D	2.0	0,64 x (0,20x2)	30
581-03-50-D	3.0	0,95 x (0,30x2)	50
581-04-60-D	4.0	1,40 x (0,40x2)	60

\* La medida de 1,0 FR no incluye introductor pelable.