



WWW.SILMAG.COM.AR



WWW.SILMAG.COM.AR

info@silmag.com.ar | (+54) 0358 4970205
Sarmiento 355 | Las Hígueras | Córdoba | X5805BTG

CATÉTER URETERAL DOBLE PIG TAIL

Folleto informativo



-Certificado de Inscripción y Autorización de funcionamiento de Empresa Fabricante e Importadora de Productos Médicos. Disposición N° 4884/12. Legajo N° 229.
-Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos.



BSI British Standards Institution
Quality Management System
N° FM 664794
ISO 13485




CATÉTER URETERAL DOBLE PIG TAIL

CÓDIGO 405

Producto diseñado para el drenaje de orina. En procesos obstructivos transitorios, en pacientes sometidos a cirugías de litotricia ureteral, patologías oncológicas obstructivas, estenosis traumáticas o quirúrgicas, malformaciones ureterales congénitas, trasplante renal.

- // Mayor sensación de confort y disminución del dolor gracias a la calidad del material utilizado (poliuretano grado medico).
- // No produce lesiones por rozamiento.
- // Multiperforado para facilitar el drenado.
- // Su radiopacidad permite la visualización y adecuada localización.
- // Menor riesgo de obstrucción por acumulación de solutos.
- // Kit completo: catéter de poliuretano, guía teflonada, clampy posicionador recto.




Obstrucciones renales como piedras.

Diseño con punta cónica para facilitar el progreso del catéter.

Catéter 100% poliuretano radiopaco.
Marcado cada 1 cm.

Nueva marcación en 360° en el extremo proximal, para una mejor visualización.




Guía teflonada para facilitar la extracción. Posee un extremo de mayor flexibilidad para adaptar a diferentes técnicas de colocación.



Clamp más práctico y con traba de seguridad.

El set incluye:

- 1 catéter doble pig tail (A).
- 1 guía teflonada (B).
- 1 posicionador (C).
- 1 clamp (D).



Versiones disponibles según la preferencia o técnica que utilice el profesional. La versión hard (dura) es la única versión que posee punta cónica. La soft (blanda), posee punta redondeada.

- Hard (duro)
 - Extremo abierto-abierto (ej: 405-47-20-A*2)
 - Extremo abierto-cerrado (ej: 405-47-20*2)
- Soft (blando)
 - Extremo abierto-abierto (ej: 405-47-20-A)
 - Extremo abierto-cerrado (ej: 405-47-20)

Código	Calibre (fr)	Longitud (cm)
405-47-20	4,7	20,00
405-47-24	4,7	24,00
405-06-26	6,0	26,00
405-06-28	6,0	28,00
405-07-26	7,0	26,00
405-07-28	7,0	28,00

Extremo abierto/cerrado

Código	Calibre (fr)	Longitud (cm)
405-47-20-A	4,7	20,00
405-47-24-A	4,7	24,00
405-06-26-A	6,0	26,00
405-06-28-A	6,0	28,00
405-07-26-A	7,0	26,00
405-07-28-A	7,0	28,00

Extremo abierto/abierto

Todos los códigos anteriormente nombrados, están disponibles en las versiones hard (dura) y soft (blanda). La versión hard (dura) se identifica con *2 al final de la codificación. Ej: 405-47-20*2