



SONDA DE ASPIRACIÓN CONTINUA CÓD. 340




Producto diseñado para el lavado, descompresión y aspiración de secreciones mucosas en el saco atrésico o cavidad gástrica en pacientes neonatos con atresia esofágica y retardo en el vaciado gástrico.

- // Doble vía.
- // Tubo interior radiopaco y tubo exterior transparente (permite una correcta visualización).
- // Incluye prolongador.
- // No produce lesiones por presión.
- // Permite la administración de líquido y la aspiración permanente.
- // Menor riesgo de obstrucción del flujo por acodamiento o acumulación de secreciones.



Extremo abierto y redondeado.



Conector transparente con tapa para regular la aspiración.



Sonda 100 % silicona, con 8 orificios laterales.

Código	Tubo exterior			Tubo Interior		
	Calibre (fr)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Calibre (fr)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
340-08	8,0	2,70	2,00	5,0	1,70	0,80
340-10	10,0	3,30	2,50	6,0	2,00	1,00
340-12	12,0	4,00	3,00	8,0	2,50	1,50
340-14	14,0	4,70	3,50	9,0	3,00	1,75