


BOTÓN GÁSTRICO

CÓD. 350



Producto diseñado para introducirse en la cavidad gástrica a través de un ostoma estable realizado por técnica quirúrgica. Utilizado para la administración directa de alimentos en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y/o pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

- // Permite la administración de alimentos naturales directo a la cavidad gástrica.
- // No requiere mantenimiento.
- // El diseño de la cabeza, evita la extracción accidental.
- // El bajo perfil del dispositivo resulta cómodo para las actividades habituales de los pacientes.
- // El set incluye: 1 botón gástrico (A), 2 tubos para alimentación (B) (kit de reposición disponible), 2 suplementos 100% silicona (C), 1 medidor de pared abdominal (D), 1 jeringa tipo Toomey (E), 1 jeringa tipo luer slip (F) y 1 mandril de colocación (G).



100% silicona
(cabeza radiopaca)



Su gran elongación, reduce el diámetro de la cabeza, permitiendo una colocación más sencilla y menos traumática para el paciente.

Código	CH/FR	Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)
350-18-12	18,0	6,00	1,20
350-18-17	18,0	6,00	1,70
350-18-24	18,0	6,00	2,40
350-18-34	18,0	6,00	3,40
350-20-17	20,0	6,70	1,70
350-20-24	20,0	6,70	2,40
350-24-12	24,0	8,00	1,20
350-24-17	24,0	8,00	1,70
350-24-24	24,0	8,00	2,40
350-24-34	24,0	8,00	3,40
350-24-44	24,0	8,00	4,40