



# SONDA DE SUCCIÓN DE MUCUS CÓD. 210



Producto diseñado para la aspiración de secreciones por sistema abierto en pacientes con disminución del reflejo de la tos, que presentan secreciones en el árbol respiratorio superior, pacientes con tubo endotraqueal y pacientes traqueostomizados.

- // No produce lesiones por rozamiento.
- // Fácil manipulación.



**Sonda 100% silicona  
de 45 cm de longitud.**



Extremo abierto y redondeado,  
con 4 perforaciones laterales.



Conector translúcido para  
regulación de la succión.

| Código | CH/FR | Ø Exterior (mm) | Ø Interior (mm) |
|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 210-06 | 6,0   | 2,00            | 1,00            |
| 210-08 | 8,0   | 2,70            | 1,50            |
| 210-10 | 10,0  | 3,30            | 2,00            |
| 210-12 | 12,0  | 4,00            | 2,50            |
| 210-14 | 14,0  | 4,70            | 3,00            |
| 210-16 | 16,0  | 5,30            | 3,50            |
| 210-18 | 18,0  | 6,00            | 4,00            |