



SISTEMA CPAP CÓD. 233




Producto diseñado para la administración de mezcla de aire/oxígeno con presión positiva en pacientes neonatos con respiraciones espontáneas.

- // No produce lesiones de tabique por presión.
- // Posibilidad de adaptación a CPAP burbujas o al respirador mecánico.
- // Accesorios de repuesto para reducir costos.
- // Kit de reposición: cánula, conectores y gorro.




Tubos corrugados (permiten movilidad sin riesgo de acodamiento).



Cánula 100% silicona transparente.

Adaptable a fosas nasales.



Código	CH/FR	Ø Cánula (mm)	Separación entre cánulas (mm)	Largo cánulas (mm)	Recomendación s/ peso del paciente
233-00	8,0	2,70	2,70	9,00	Menos de 1000g
233-01	10,0	3,30	2,70	9,00	De 1000 a 1500g
233-02	12,0	4,00	4,00	10,00	De 1500 a 2000g
233-03	15,0	5,00	4,50	12,50	De 2000 a 3000g