



TUBO PARA DRENAJE CÓD. 110




Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, como producto de desechos post quirúrgicos (cirugías abdominales, pélvicas y retroperitoneales).

- // Mayor comodidad para el paciente.
- // 450 mm de longitud.



Extremo abierto redondeado.



5 orificios laterales.

**100% silicona transparente con
línea radiopaca en toda su longitud.**

Código	CH/FR	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
110-12	12,0	4,00	2,50
110-16	16,0	5,30	3,50
110-20	20,0	6,70	4,50
110-24	24,0	8,00	5,50
110-28	28,0	9,30	6,50
110-32	32,0	10,70	7,50
110-36	36,0	12,00	8,50
110-40	40,0	13,30	9,50