




TUBO PARA DRENAJE (MULTILUMEN) CÓD. 140



Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, producto de desechos post quirúrgicos.

// Menos traumático para el paciente.



Compuesto por 8 tubos
unidos longitudinalmente.

100% silicona .

Código	CH/FR	Ø de cada lumen (mm)	Cantidad de lúmenes	Longitud (cm)	Color
140-04	04	1,40x0,75	8	25,00	Radiopaco
140-07	07	2,30x1,25	8	45,00	Transparente