



PUERTO IMPLANTABLE "SILPORT" CÓD. 1500



Producto diseñado para pacientes lactantes, pediátricos y adultos que requieren punciones frecuentes de los vasos sanguíneos, para infusiones o administración de drogas en forma continua o discontinua y por periodos prolongados de tiempo. Especialmente indicado para tratamiento con drogas vasoactivas o irritantes.

- // Séptum con amplio espacio para punciones. Soporta más de 2000 punciones.
- // Resistente a múltiples punciones.
- // Adaptable a cualquier sitio subcutáneo.



**Catéter 100 % silicona radiopaca y ecogénico.
Marcado por centímetro.**



El set incluye: introductor, dilatador pelable, guía metálica punta "j", aguja tipo Huber para infusión y perfusión de soluciones, tunelizador de acero inoxidable y faja de seguridad de repuesto.



Puerto de titanio, con septum de silicona sobre-relieve, para facilitar su ubicación. Puerto de bajo perfil. Mayor comodidad y menor riesgo para el paciente.

Código	Portal	Calibre del catéter (FR)	Ø Interior x Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)
1500-10-04-1	1- LACTANTE	4,0	0,75 x 1,40	60
1500-10-05-1		5,0	0,80 x 1,70	60
1500-11-04-1		4,0	0,75 x 1,40	60
1500-11-05-1		5,0	0,80 x 1,70	60
1500-20-05-1	2- PEDIÁTRICO	5,0	0,80 x 1,70	60
1500-20-07-1		7,0	1,25 x 2,30	60
1500-21-05-1		5,0	0,80 x 1,70	60
1500-21-07-1		7,0	1,25 x 2,30	60
1500-30-07-1	3- ADULTO	7,0	1,25 x 2,30	60
1500-30-09-1		9,0	1,50 x 3,00	60
1500-31-07-1		7,0	1,25 x 2,30	60
1500-31-09-1		9,0	1,50 x 3,00	60

