



SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CÓD. 150



Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, como producto de desechos post quirúrgicos (cirugías o traumatismos torácicos).

- // Biocompatibilidad.
- // Orificios laterales en su extremo distal.
- // Mayor comodidad para el paciente.
- // Menor riesgo de intervenciones innecesarias.



Línea radiopaca.



100% silicona.



Extremo abierto y redondeado.

Código	CH/FR	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Orificios
150-28	28,0	9,30	6,40	150,00	1
150-40	40,0	13,30	9,50	180,00	1
150-40-01	40,0	13,30	9,50	180,00	4