



# PEG

## SET PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA ENDOSCÓPICA

CÓD. 355



Producto diseñado para la administración directa de alimentos a la cavidad gástrica en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto; pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

- // Cabeza radiopaca.
- // Posee lazo flexible multifilamento que facilita su colocación.
- // Fácil manipulación.
- // Colocación menos traumática.



Marcación por centímetro.



Sonda 100 % silicona.

Completan el set: aguja introductora, bisturí, guía flexible para colocación, pinza ergonómica para sujeción, capuchón simple y doble con tapa, anillo de fijación con clip y campo quirúrgico estéril.

Código	CH/FR	Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)
355-14-00	14,0	4,70	70
355-16-00	16,0	5,30	90
355-18-00	18,0	6,00	90
355-20-00	20,0	6,70	90
355-22-00	22,0	7,30	90
355-24-00	24,0	8,00	90