

VD

SONDA NASOGÁSTRICA


CÓD. 391/392



SILMAG
La medicina evoluciona,
nosotros también.

Producto diseñado para la administración de alimentos en pacientes imposibilitados de ingerirlos por vía oral. Vaciado/lavado gástrico en pacientes con intoxicaciones por ingestión de alimentos o medicamentos. Recolección de muestra con fines de diagnóstico.

- // Marcada a los 20, 30, 40 y 50 cm.
- // No produce lesiones por presión.
- // Mayor comodidad para el paciente.
- // No produce dolor por rozamiento durante su colocación.
- // Menor riesgo de obstrucción por acodamiento o acumulación de solutos.



100% silicona transparente con línea radiopaca.



Extremo cerrado y redondeado.



Versión con tapa (cód. 392)

Pediátrico				
Código	Calibre (fr)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
392-04	4,0	1,40	0,75	45
392-06	6,0	2,00	1,00	45
392-07	7,0	2,30	1,25	105
392-09	9,0	3,00	1,75	105

2 perforaciones laterales

Adulto				
Código	Calibre (fr)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
391-10	10,0	3,30	2,00	125
391-12	12,0	4,00	2,50	125
391-14	14,0	4,70	3,00	125
391-16	16,0	5,30	3,50	125
391-18	18,0	6,00	4,00	125

4 perforaciones laterales