



SONDA

TRANSPILÓRICA CON LASTRE Y MANDRIL (POLIURETANO)

CÓD. 398-P



SILMAG

La medicina evoluciona,
nosotros también.

Producto diseñado para pacientes imposibilitados de ingerir alimentos y medicamentos por vía oral. Pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con pancreatitis.

- // Marcada cada 10 cm.
- // Permite la administración de alimentos especialmente preparados para la cavidad intestinal.



Extremo distal cerrado con orificios laterales. Lastres de tungsteno que facilitan el paso a través del píloro.



Mandrill semi-rígido, facilita la colocación.



Sonda 100 % poliuretano grado médico radiopaco.

Código	Calibre (fr)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Radiopacidad	Orificios
398-08-P	8,0	2,70	1,50	120	ORX	4
398-10-P	10,0	3,30	2,00	125	ORX	4
398-12-P	12,0	4,00	2,50	125	ORX	4