



CATÉTER URETERAL DOBLE PIG TAIL CÓD. 405



Producto diseñado para el drenaje de orina. En procesos obstructivos transitorios, en pacientes sometidos a cirugías de litotricia ureteral, patologías oncológicas obstructivas, estenosis traumáticas o quirúrgicas, malformaciones ureterales congénitas, trasplante renal.

- // No produce lesiones por rozamiento.
- // Multiperforado.
- // Su radiopacidad permite la visualización y adecuada localización.
- // El nuevo posicionador recto facilita el avance del catéter, haciendo más eficiente su colocación. El nuevo packaging ayuda a mantener la forma óptima para su función.
- // Menor riesgo de obstrucción por acumulación de solutos.
- // Kit completo: catéter de poliuretano, guía teflonada, clamp y posicionador recto.

100 % poliuretano radiopaco.

Marcado cada 1 cm.

Punta cónica para facilitar el progreso del catéter.




Guía teflonada para facilitar la extracción. Posee un extremo de mayor flexibilidad para adaptar a diferentes técnicas de colocación.



Nuevo clamp más práctico y con traba de seguridad.



Nueva marcación en 360° en el extremo proximal, para una mejor visualización.



Código	Calibre (fr)	Longitud (cm)	Código	Calibre (fr)	Longitud (cm)
405-47-20	4,7	20,00	405-47-20-A	4,7	20,00
405-47-24	4,7	24,00	405-47-24-A	4,7	24,00
405-06-26	6,0	26,00	405-06-26-A	6,0	26,00
405-06-28	6,0	28,00	405-06-28-A	6,0	28,00
405-07-26	7,0	26,00	405-07-26-A	7,0	26,00
405-07-28	7,0	28,00	405-07-28-A	7,0	28,00

Extremo abierto/cerrado

Extremo abiertoabierto

Todos los códigos anteriormente nombrados, están disponibles en las versiones hard (dura) y soft (blanda).