



SISTEMA

CERRADO DE RECOLECCIÓN DE ORINA

CÓD. 499



Producto diseñado para vaciado vesical y obtención de muestra estéril de orina con fines de diagnóstico, en pacientes que requieren control estricto de diuresis.

- // Capuchón de silicona adaptable al conector rígido.
- // Clamp para el vaciado de la bureta.
- // No produce dolores ni lesiones por rozamiento.



Bureta graduada para medir la orina drenada.



Conector rígido con tapón de silicona para toma de muestras.

Sonda 100% silicona radiopaca con extremo cerrado.
El sistema cerrado disminuye el riesgo de infección.

Código	CH/FR	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
499-04	4,0	1,40	0,75
499-06	6,0	2,00	1,00
499-08	8,0	2,70	1,50