



CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA CÓD. 540/541



Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.


// Larga permanencia, máxima visualización con rayos X.



Conector seguro y efectivo. Permite la administración de soluciones hiperosmolares.



Numerado por cm para verificar el posicionamiento correcto.



Catéter 100% silicona radiopaca y ecogénico.

Catéter Epicutáneo Cava - FR 2,0					
Código	Longitud (cm)	Ø Interior x Ø Exterior (mm)	* Caudal (ml/min)		Espacio muerto (ml)
			Mínimo	Máximo	
540-15	15,00	0,30 X 0,60	0,60	1,67	0,11
540-30	30,00	0,30 X 0,60	0,60	1,67	0,23

Catéter Epicutáneo Cava prematuros - FR 1,8					
Código	Longitud (cm)	Ø Interior x Ø Exterior (mm)	* Caudal (ml/min)		Espacio muerto (ml)
			Mínimo	Máximo	
541-15	15,00	0,28 X 0,57	0,50	1,50	0,20
541-30	30,00	0,28 X 0,57	0,50	1,50	0,20

*Caudal calculado a 1 bar de presión.