



CATÉTER UMBILICAL VENOSO CÓD. 543



Producto diseñado para pacientes neonatos que requieren tratamiento parenteral prolongado. Pacientes internados en unidades de cuidados intensivos neonatales. Recién nacidos de bajo peso al nacer. Prematuros extremo. Pacientes que requieren tratamientos con drogas vasoactivas. Pacientes con hiperbilirrubinemia, que requieren exanguinotransfusión.

- // Marcado por centímetro desde los 4 cm hasta los 24 cm.
- // Fácil manipulación y deslizamiento.
- // La marcación asegura el posicionamiento y mantenimiento durante el tratamiento.



En su extremo proximal posee un conector luer lock.



Extremo cerrado, con perforación lateral, que disminuye el riesgo de lesión venosa.



**Catéter 100 % poliuretano radiopaco y ecogénico.
Numerado cada 1 cm.**

Código	CH/FR	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
543-25	2,5	0,80	0,40	30,5
543-35	3,5	1,15	0,60	41
543-40	4,0	1,40	0,78	41
543-50	5,0	1,60	0,80	41
543-60	6,0	2,00	1,00	41