



CATÉTER

UMBILICAL ARTERIAL

CÓD. 544



Producto diseñado para pacientes neonatos que requieren tratamiento parenteral prolongado; pacientes internados en unidades de cuidados intensivos neonatales y recién nacidos de bajo peso al nacer. Prematuros extremos, pacientes que requieren tratamientos con drogas vasoactivas y pacientes con hiperbilirrubina que requieren tratamiento de exanguinotransfusión.

- // Marcado por centímetro desde los 4 cm hasta los 24 cm.
- // Extremo redondeado, para disminuir el riesgo de lesión venosa.
- // Fácil manipulación y deslizamiento.
- // La marcación asegura el posicionamiento y mantenimiento durante el tratamiento.



En su extremo proximal posee un conector luer lock.



Extremo abierto, para asegurar la extracción de la muestra de sangre.



Catéter 100% poliuretano radiopaco y ecogénico.

Código	CH/FR	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
544-25	2,5	0,80	0,40	30,5
544-35	3,5	1,15	0,60	41
544-40	4,0	1,40	0,78	41
544-50	5,0	1,60	0,80	41
544-60	6,0	2,00	1,00	41