



PICC

CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUCTOR PELABLE

CÓD. 650-S



SILMAG

La medicina evoluciona,
nosotros también.

Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.


- // Mayor durabilidad y menor frecuencia de recambio.
- // Menor costo por día de internación.
- // Su diámetro interior asegura el volumen del líquido requerido para el paciente.
- // Permite la administración de soluciones hiperosmolares.




Capuchón de silicona que no lesiona la piel y se adapta a la superficie de fijación.



El set incluye: cinta métrica descartable, pinza metálica, lazo hemostático de silicona, introductor pelable, prolongador y conector needle-free.



Catéter 100% silicona radiopaca y ecogénico.
Numerado cada 1 cm.



Introductor pelable y aguja con ojo lateral. Vaina transparente para verificación de retorno venoso sanguíneo.

Código	Calibre (Fr)	Ø Interior x Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)
650-19-20-S	1,9	0,28 x 0,60	20
650-19-50-S	1,9	0,28 x 0,60	50
650-02-30-S	2,0	0,30 x 0,62	30
650-03-50-S	3,0	0,50 x 1,00	50
650-04-65-S	4,0	0,75 x 1,40	65
650-05-65-S	5,0	0,80 x 1,70	65