



# KIT CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE SILICONA CÓD. 670





Catéter de larga permanencia indicado en pacientes que requieren intervenciones inmediatas de hemodiálisis a causa de Insuficiencia Renal Aguda, hasta la realización de la fistula definitiva. Y en aquellos pacientes que requieren procedimientos de aféresis terapéutica.

- // **Catéter 100% silicona radiopaca de larga permanencia.**
- // Cuff de fibra de polyester para disminuir riesgo de contaminación bacteriana IRC (infecciones relacionadas al catéter). Versiones disponibles en geometrías rectas y pre curvadas.
- // Punta en bayoneta con orificios de ingreso y egreso secundarios o alternativos.

Kit:

- // 1 Catéter 100% silicona larga permanencia (A)
- // 1 Guía flexible punta "J" con funda cobertora y avanzador para guía (B)
- // 2 Jeringas (C)
- // 2 Agujas hipodérmicas (D)
- // 1 Tunelizador de acero inoxidable (E)
- // 1 Dilatador con vaina pelable (F)
- // 1 Aguja para punción y avance de guía (G)
- // 1 Escalpo (H)



Código	Calibre (Fr)	Longitud (cm)	Extensión / Geometría	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
670-080-10-R	8,0	10	Recta (R)	2,70	1,98
670-115-19-R	11,5	19	Recta (R)	3,80	2,80
670-115-23-R	11,5	23	Recta (R)	3,80	2,80
670-115-28-R	11,5	28	Recta (R)	3,80	2,80
670-135-28-R	13,5	28	Recta (R)	4,50	3,30
670-135-32-R	13,5	32	Recta (R)	4,50	3,30