



WWW.SILMAG.COM.AR



WWW.SILMAG.COM.AR

info@silmag.com.ar | (+54) 0358 4970205
Sarmiento 355 | Las Híguas | Córdoba | X5805BTG

KIT CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE SILICONA

Folleto informativo



-Certificado de Inscripción y Autorización de funcionamiento de Empresa Fabricante e Importadora de Productos Médicos. Disposición N° 4884/12. Legajo N° 229.
-Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos.



BSI British Standards Institution
Quality Management System
N° FM 664794
ISO 13485



23/10/17 Rev.01





Producto autorizado por la A.N.M.A.T. PM-229-54

KIT CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE SILICONA

CÓDIGO 670


Catéter de larga permanencia indicado en pacientes que requieren intervenciones inmediatas de hemodiálisis a causa de Insuficiencia Renal Aguda, hasta la realización de la fistula definitiva. Y en aquellos pacientes que requieren procedimientos de aféresis terapéutica.

- / Catéter 100% silicona radiopaca de larga permanencia.
- / Cuff de fibra de polyester para disminuir riesgo de contaminación bacteriana IRC (infecciones relacionadas al catéter).
- / Versión disponible en geometría recta.
- / Punta en bayoneta con orificios de ingreso y egreso secundarios o alternativos.



Tunelización: se realiza para que el sitio de acceso al catéter este lejos del punto de ingreso de catéter a la luz del vaso sanguíneo. La colocación se hace por técnica Seldinger modificada.

- Kit:
- 1 Catéter 100% silicona (A)
 - 1 Guía flexible punta "J" con funda cobertora y avanzador para guía (B)
 - 2 Jeringas (C)
 - 2 Agujas hipodérmicas (D)
 - 1 Tunelizador de acero inoxidable (E)
 - 1 Dilatador con vaina pelable (F)
 - 1 Aguja para punción y avance de guía (G)
 - 1 Escalpo (H)



| Código | Calibre (Fr) | Longitud (cm) | Extensión / Geometría | Ø Exterior (mm) | Ø Interior (mm) |
|--------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 670-080-10-R | 8,0 | 10 | Recta (R) | 2,70 | 1,98 |
| 670-115-19-R | 11,5 | 19 | Recta (R) | 3,80 | 2,80 |
| 670-115-23-R | 11,5 | 23 | Recta (R) | 3,80 | 2,80 |
| 670-115-28-R | 11,5 | 28 | Recta (R) | 3,80 | 2,80 |
| 670-135-28-R | 13,5 | 28 | Recta (R) | 4,50 | 3,30 |
| 670-135-32-R | 13,5 | 32 | Recta (R) | 4,50 | 3,30 |